

### CHARAKTERYSTYKA

**ADMITEK LP 0.2** jest domieszką uplastyczniającą, przeznaczoną do betonów o konsystencji wilgotnej. Domieszka ma właściwości mocno wiążące wodę w mieszance betonowej nie powodując utraty wymiarów produkowanych wyrobów, dodatkowo poprawiając jej właściwe ułożenie i zagęszczenie w formie. Domieszka podnosi wytrzymałość mechaniczną gotowych wyrobów.

### ZASTOSOWANIE

- do betonów wibroprasowanych warstwy konstrukcyjnej,
- do betonów wibrowanych o konsystencji wilgotnej,
- do wszystkich typów cementów.

### DOZOWANIE

Dozowanie od 0,3% do 0,6% masy cementu. Zalecane dozowanie 0,4 – 0,5% do masy cementu. Ustalenie optymalnej ilości domieszki należy określić na podstawie wykonanych prób technologicznych. Czas mieszania do ujednorodnienia mieszanki powinien być określony na podstawie wykonanych prób technologicznych.

### DANE TECHNICZNE

Barwa: jasnośłomkowa

Gęstość: 1,0

pH: 7,5 -9,5

Zawartość chlorków < 0,10%

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu należy przemieszać. Nie dopuszczać do przemrożenia domieszki. Termin ważności 12 miesięcy.

### OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,

### ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

**ADMITEK LP 0.2** nie jest materiałem niebezpiecznym. Należy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zabrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.



## DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia oraz bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

### **UWAGI**

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **+48 32 601 24 79**

